



SUPPOSITORIEN-ZERFALLSZEITTESTER

ST 35

Der ERWEKA Suppositorien-Zerfallszeittester ST 35 ist mit drei sich drehenden Teststationen ausgestattet, die je in einem 4-Liter Glasbehälter platziert werden und optional einen Magnetrührstab haben. Außerdem verfügt die Einheit über ein thermostatisch beheiztes Wasserbad (leckagefrei und doppelt gesichert), in welches die drei Prüfbehälter platziert werden.

Die Teststationen werden in einstellbaren Intervallen automatisch um 180° gedreht.

Der ST 35 besitzt ein integriertes "High-Power"-Durchflusssystem (Genauigkeit bei $\pm 0,2^\circ \text{C}$) und einen internen Temperatursensor zur Anzeige der Temperatur.

Die Prüfzeit und die nominelle Wassertemperatur lassen sich einfach über die Folientasten eingeben. Die noch abzulaufende Testzeit sowie die unmittelbare Wassertemperatur werden auf einer deutlich sichtbaren, roten LED-Anzeige abgebildet.

Bei Bedarf kann ein Alarm ausgewählt werden, der nach Ablauf der voreingestellten Prüfzeit erklingt.

Dank der Breite des ST 35 können die Teststationen leicht voneinander getrennt werden, was den Reinigungsprozess erleichtert.

Optional können auch getrennt steuerbare Magnetrührstäbe in jeder Teststation platziert werden (Beaker-Glas), um die erforderliche Hydrodynamik zu erreichen.



OPTIONEN

- | Set an drei Magnetrührstäben, gesteuert durch die Folientasten des Gerätes
- | Wasserstabilisator mit Farbindikator, eine Flasche für zwei Füllungen

SUPPOSITORIEN-ZERFALLSZEITTESTER ST 35

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)	630 x 810 x 500 mm
Spannung	110/220/240 V; 50-60 Hz
Schnittstellen	USB für Drucker (optional)
Steuerung	Control Panel mit zwei LED-Anzeigen und Funktionstasten
Teststationen	3
Option	Magnetrührer mit separater Steuerung und Stromversorgung
Sicherungen	250 VAC = 1 A T (langsam) 2x, 110 VAC = 2 A T (langsam) 2x
Schutzklasse	I/EN 61140
Schutzart	IP 21/IEC 529
Testlaufzeit	Einstellbar, max. 99h, 59 min
Drucker	HP LaserJet Pro M203dne, Brother HL-L2370DN, Canon i-SENSYS LBP162dw, Kyocera ECOSYS P2235dn, HP LaserJet Pro 402dne, OKI B432kn
Umgebungstemperatur während des Betriebs	+ 10 °C bis +30 °C
Lager- und Transporttemperatur	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	25 bis 80 % nicht kondensierend