



---

ZERFALLSZEITTESTER

## ZT 730

[www.erweka.com/de/produkte/physikalische-tester/zerfallszeittester/zt-730/](http://www.erweka.com/de/produkte/physikalische-tester/zerfallszeittester/zt-730/)

## ZT 730

**ZERFALLSZEITTESTER**

Die ERWEKA ZT 730 Serie mit kabelfreiem Airbasket erkennt automatisch die Zerfallszeit von Proben mit Hilfe eines einzigartigen System aus Magneten und Sensoren. Der ZT 730 ist erhältlich mit ein (ZT 731) oder zwei (ZT 732) Teststationen, die individuell angetrieben werden können. Das Wasserbad wird mit Hilfe einer Durchflusshheizung beheizt.

Das neu designte, kabelfreie AirBasket macht Zerfallszeittesten mit automatischer Erkennung so schnell und einfach wie nie zuvor. Die Elektronik ist komplett abgedichtet, was problemlose Reinigung in einer Spülmaschine ermöglicht. Die Sensoren sind extrem haltbar und ermöglichen Testen mit dem AirBasket in säurehaltigem Medium. Das AirBasket ist sowohl als Typ A mit 6 Teströhrchen als auch als Typ B mit 3 Teströhrchen für größere Tabletten (nach USP/EP/JP-Vorgabe) erhältlich.



Die zuverlässige Wasserbadtechnologie macht sich die Temperaturträgheit von Wasser zu Nutze und sorgt so für eine stabile und zuverlässige Temperaturumgebung (wie in der USP/EP/JP angegeben). Zusätzlich sorgt das Wasserbad für einen niedrigen Gewichtsschwerpunkt, was einen festen Stand ermöglicht und verhindert, dass das Gerät umfallen kann.

Bedient wird die ZT 730 Serie über ein intuitives Touchinterface auf dem 7" großen Touchscreen. Das Gerät kann bis zu 200 Produkte/ Methoden speichern und verfügt über eine Nutzerverwaltung.

**ZT 730 WITH AIRBASKET INTRODUCTION**

Produktvideo (Englisch)

**VIDEO ANSEHEN →**

[www.erweka.com/files/435167/zt-730-with-airbasket-introduction.mp4](http://www.erweka.com/files/435167/zt-730-with-airbasket-introduction.mp4)

## DIE NEUE GENERATION DES ZERFALLSZEITTESTEN

## HAUPTFUNKTIONEN

| **TOUCH DISPLAY**

Intuitives Bedienen durch  
nutzerfreundliche Menü-Struktur

| **AIRBASKET**

Neu entwickelte, kabellose AirBaskets  
machen das Zerfallszeittesten mit  
automatischer Erkennung der  
Zerfallszeit so einfach wie nie.

| **TESTSTATIONEN**

Benutzung mit ein- oder zwei  
Teststationen

| **ZWEI BASKET-TYPEN**

Typ A und B Baskets verfügbar.

## ZT 730

## AIRBASKET



Der ZT 730 kann sowohl mit einer als auch mit zwei  
Teststationen konfiguriert werden. Das kabelfreie AirBasket ist  
innerhalb von Sekunden angebracht und sowohl als Typ A als  
auch Typ B erhältlich.

- | ZT 731 mit 1 Teststation
- | ZT 732 mit 2 Teststationen
- | AirBaskets Type A und Type B erhältlich

## ZT 730

## 7" TOUCH DISPLAY



Dank dem intuitiven Touchinterface kann die ZT 730 Serie mit  
AirBasket schnell und effizient bedient werden. Es bietet  
Speicher für Produkte/ Methoden und Ergebnisse und  
ermöglicht eine komfortable Nutzerverwaltung.

ZT 730

# ZUVERLÄSSIGE WASSERBADTECHNOLOGIE



Die zuverlässige Wasserbadtechnologie macht sich die Temperaturträchtigkeit von Wasser zu Nutze. Weil Wasser die Temperatur stabil hält ist der ZT 730 mit AirBasket besonders zuverlässig im Einhalten der Testparameter. Darüberhinaus sorgt das Wasserbad für einen niedrigen Geräteschwerpunkt, was ein Umfallen verhindert.

INNERHALB WENIGER SEKUNDEN BEREIT ZUM TESTEN!

## 4 SCHRITTE



ZT 730

## OPTIONEN

Der ZT 730 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich

- |                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AirBasket Typ A (6 Teststationen) & Typ B (3 Teststationen) | Disk-Entferner für die mühelose Entfernung der Typ A Disks aus dem Prüfkorb |
| Drucker                                                     | Mesh 40 Siebe für AutoBasket Typ A & B                                      |
| Zusätzliches Vessel zum Vorwärmen (nur für ZT 731)          | IQ/OQ/PV Validierungsservice                                                |
| IQ/OQ/PV Dokumente                                          |                                                                             |

## ZT 730

## TECHNISCHE DATEN

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                  | 30 - 35 kg                                                                       |
| Dimensions (H x W x D)                   | 667 x 397 x 365 mm                                                               |
| Voltage                                  | 230 V/115 V / 1750 Watt; 50-60 Hz                                                |
| Schnittstellen                           | USB A, USB B und LAN                                                             |
| Teststationen                            | 1 (ZT 731) oder 2 (ZT 732)                                                       |
| Steuerung                                | 7" Touch Display                                                                 |
| Hubhöhe                                  | 55 ± 2 mm                                                                        |
| Hubgeschwindigkeit                       | 30 ± 1 Hub/min                                                                   |
| Heizung                                  | Integrierte Durchlaufheizung (Genauigkeit ± 0,2 °C)                              |
| Temperaturregelung                       | External PT 100 temperature sensor                                               |
| Speicher                                 | 4 GB memory for 200 products/methods and approx. 10 000 test results             |
| Hubantrieb                               | Schrittmotor                                                                     |
| Automatische Bestimmung der Zerfallszeit | AirBasket type A (6 test tubes) or<br>AirBasket type B (3 test tubes plus discs) |

## ZT 730

## DOWNLOADS

## PRODUKTDATENBLATT →

[www.erweka.com/files/462530/produkt-datenblatt-zt-730-series.pdf](http://www.erweka.com/files/462530/produkt-datenblatt-zt-730-series.pdf)

## ZT 730 BROSCHÜRE →

[www.erweka.com/files/468481/zt-730.pdf](http://www.erweka.com/files/468481/zt-730.pdf)

# ZT 730

## KONTAKT

[www.erweka.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact\\_form.request&product=ER-P-DT-21](http://www.erweka.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-DT-21)

## ANGEBOTSANFRAGE

[www.erweka.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact\\_form.quote\\_request&product=ER-P-DT-21](http://www.erweka.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-DT-21)

## KONFIGURIEREN SIE IHR SYSTEM

[configurator.erweka.com/#/product/zt](http://configurator.erweka.com/#/product/zt)



**ERWEKA**  
a **VERDER** company

[www.erweka.com/de/produkte/physikalische-tester/zerfallszeittester/zt-730/](http://www.erweka.com/de/produkte/physikalische-tester/zerfallszeittester/zt-730/)

© ERWEKA – [www.erweka.com](http://www.erweka.com) / Content may be subject to modifications or corrections