



TESTEUR DE RÉSISTANCE À LA RUPTURE DES SUPPOSITOIRES

SBT 2

Le testeur de résistance à la rupture des suppositoires (type SBT 2) dispose d'une chambre chauffée électriquement avec un porte-échantillon intégré et différents inserts en plastique interchangeables, ce qui permet à l'appareil de tester des suppositoires de tailles très différentes.

Une fois la température d'essai souhaitée atteinte, la résistance à la rupture est testée à l'aide de poids en forme de disque (inclus dans la livraison habituelle), qui sont placés successivement sur l'appareil jusqu'à ce que le suppositoire s'effondre sous le poids des poids ajoutés jusqu'alors. Les résultats sont indiqués en fonction du poids total nécessaire pour faire craquer le suppositoire.



TESTEUR DE RÉSISTANCE À LA RUPTURE DES SUPPOSITOIRES SBT 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	5 kg
Dimensions (H x L x P)	570 x 290 x 230 mm
Tension	220 - 240 V / 50-60 Hz; 115 V / 50-60 Hz; 1600 W
Fusibles	15 A + 2 A (240 V) / 2 A (115 V)
Classe de protection	I/EN 61140
Type de protection	IP 21/IEC 529
Stations de test	1
Matériau pour bain-marie	Verre acrylique
Température ambiante pendant le fonctionnement	10 °C à +30 °C (température ambiante inférieure d'au moins 5 °C à la température d'essai)
Température de stockage et de transport	+5 °C à +40 °C
Humidité relative de l'air	25 à 80 % sans condensation