



TESTEUR DE FRIABILITÉ

TAR II

www.erweka.com/fr/produits/testeur-physique/testeur-de-friabilite/tar-ii/

TAR II

TESTEUR DE FRIABILITÉ

Le TAR II est la prochaine étape du test de friabilité et d'abrasion intelligent et extensible selon USP/EP/JP. Sa flexibilité sans précédent et ses fonctions intelligentes, telles que TestAssist et la transmission directe des données de la balance, font du TAR II le testeur de friabilité le plus avancé disponible sur le marché.

Grâce à son écran tactile haute résolution de 7 pouces et à son interface utilisateur moderne, l'utilisateur se concentre sur la tâche la plus importante que le TAR II doit accomplir - le test de friabilité 100% conforme aux normes USP/EP. Les fonctions de calcul automatique de TestAssist guident l'utilisateur aussi rapidement que possible, étape par étape, tout au long du test, et la fonction avancée de connexion de la balance permet de transférer et de calculer directement les données.

En plus de sa facilité d'utilisation, le TAR II est le testeur de friabilité le plus flexible que nous ayons jamais construit. Le TAR II peut être configuré avec une ou deux stations de test et la fonction de balance intelligente en option - et le mieux, c'est que tout peut être mis à jour ultérieurement ! Un pied d'appareil dépliable pour la position de 10° exigée par USP/EP est également inclus en standard.



TAR II FRIABILITY / ABRASION TESTER INTRODUCTION

Vidéo de présentation (anglais) sur la page produit ERWEKA.

TAR II

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



UNE OU DEUX STATIONS DE TEST



FONCTIONNALITÉ DE BALANCE
INTELLIGENTE AVEC TRANSFERT
AUTOMATIQUE DES DONNÉES



TESTASSIST AVEC CALCUL
AUTOMATIQUE



100 % CONFORME À USP/EP/JP

TAR II

UPGRADEABILITY

TAR II peut être configuré avec 1 ou 2 stations de test - mais peut aussi être mis à niveau ultérieurement de 1 à 2 stations. La fonction optionnelle de balance intelligente peut également être mise à niveau ultérieurement.



Cela fait du TAR II le testeur de friabilité et d'abrasion le plus flexible et le plus évolutif que nous ayons jamais construit.

TAR II

TESTASSIST AVEC CALCUL AUTOMATIQUE



TestAssist a été adapté pour que les tests de friabilité et d'abrasion soient plus simples et plus rapides que jamais. Avec ses trois méthodes de test - vitesse, temps et test USP - TestAssist offre à l'utilisateur des possibilités de test flexibles. Dans les trois méthodes, TestAssist s'assure que tous les paramètres sont correctement réglés.

En mode test USP, TestAssist calcule automatiquement les résultats - et informe lorsqu'il est nécessaire de répéter le test conformément aux directives de l'USP. TestAssist permet de gagner du temps et garantit la validité des paramètres à chaque test.

TAR II

CONNEXION DIRECTE DE LA BALANCE



La connexion directe à la balance, en option, permet une intégration continue des balances compatibles avec TestAssist. Lorsqu'un test est effectué avec TestAssist et une balance connectée, TestAssist demande à l'utilisateur de placer les échantillons sur la balance. Ensuite, le TAR II reçoit les données de la balance de manière entièrement automatique et les utilise pour son calcul entièrement automatisé.

Cela accélère le processus de test et élimine une autre source d'erreur potentielle.

LES BALANCES SUIVANTES SONT COMPATIBLES :

- | Sartorius Praktum 124-1S
- | Sartorius Quintix 124-1 CEU
- | Mettler Toledo ME54

TAR II

REPORTS

TAR II TestAssist automatically generates reports after each test. These reports can be automatically printed. The last 10 test reports can be recalled and printed out again.

TAR II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	10 kg (sans fûts), 11,7 kg (1 fût), 13,4 kg (2 fûts)
Dimensions (H x W x D)	278 x 237 x 370 mm
Voltage	100-240 V; 50-60 Hz
Fusibles	2 x 3.15 A
Interfaces	LAN, 2 USB, RS-232
Classe de protection	I/EN 61140
Type de protection	IP 21/IEC 529
Nombre de réceptions de tambours	1/2
Control	Écran tactile haute résolution 7"
Contrôle de vitesse	oui
Plage de vitesse	20 to 100 min
Durée du test, durée d'exécution	Réglable en continu, 30 s à 9 h 59 min 59 s
Durée du test, nombre de tours	Variable en continu, 1 à 9999 tours
Imprimantes compatibles	Brother HL-L2370DN, Canon i-sensys LBP162dw, HP LaserJet Pro M203dne, HP LaserJet Pro M402dne, Kyocera ECOSYS P2235dn, Oki 431d, Oki B432dn
Température ambiante en fonctionnement	+10 °C à +30 °C (Température ambiante inférieure d'au moins 5 °C à la température d'essai)
Température de stockage et de transport	-10 °C to +55 °C
Humidité relative	25 to 80 % non-condensing
Son aérien émissions	Le niveau de pression acoustique d'émission nominale A sur le lieu de travail est inférieur ou égal à 70 dB(A), à condition qu'il ne soit pas influencé par d'autres équipements ou des dispositifs similaires dans l'environnement d'installation.

TAR II

NOUS CONTACTER

www.erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-FT-01

DEMANDE DE DEVIS

www.erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-FT-01

CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME

configurator.erweka.com/#/product/tarii



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/fr/produits/testeur-physique/testeur-de-friabilite/tar-ii/

© ERWEKA – www.erweka.com / Content may be subject to modifications or corrections