



ANALIZADOR DE FRIABILIDAD

TAR II

www.erweka.com/es/productos/analizadores-fisicos/analizador-de-friabilidad/tar-ii/

TAR II

ANALIZADOR DE FRIABILIDAD

El TAR II es la siguiente generación de ensayos de friabilidad y abrasión inteligentes y ampliables según la USP/EP/JP. Su versatilidad sin precedentes, las sofisticadas funciones como el TestAssist y la transferencia directa de datos de la balanza hacen del TAR II el analizador de friabilidad más avanzado del mercado.

La pantalla táctil de 7 pulgadas y alta resolución, con una interfaz de usuario moderna, capta la atención del operador para dirigir el foco a la tarea más importante que debe realizar el TAR II: los ensayos de friabilidad 100 % conformes con la USP/EP. Las funciones de cálculo automático del TestAssist guían al usuario en el proceso del ensayo lo más rápido posible, paso a paso, y la función avanzada de conexión de la báscula transfiere y calcula los datos directamente.

Aparte de su facilidad de uso, el TAR II es el analizador de friabilidad más versátil que hemos fabricado hasta la fecha. Puede configurarse con una o dos estaciones de ensayo y con una báscula inteligente opcional, pero lo mejor de todo es que se puede instalar cualquier módulo posteriormente. También incluye un soporte para la posición de 10° que exige la USP/EP.



TAR II: VÍDEO DE PRESENTACIÓN

Vídeo de presentación del analizador de friabilidad y abrasión TAR II, disponible en la página del producto.

TAR II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



UNA O DOS ESTACIONES DE ENSAYO



CONEXIÓN DE BALANZA INTELIGENTE
CON TRANSFERENCIA DE DATOS



TESTASSIST CON CÁLCULO
AUTOMÁTICO



100 % CONFORME CON LA USP/EP/JP

TAR II

CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN

El TAR II se configura con 1 o 2 estaciones de ensayo, pero también puede ampliarse después de 1 a 2 estaciones. La función de pesaje inteligente es opcional y cabe la opción de instalarla más adelante.

Así, el TAR II se convierte en el analizador de friabilidad y abrasión más versátil y preparado para el futuro que hayamos fabricado jamás.



TAR II

TESTASSIST CON CÁLCULO AUTOMÁTICO



Nuestro asistente de pruebas se ha personalizado para que los ensayos de friabilidad y abrasión sean más fáciles y rápidos que nunca. Gracias a los tres modos de prueba (revoluciones, tiempo y ensayo USP), el TestAssist ofrece unas opciones flexibles. En cualquiera de los tres modos se garantiza la correcta configuración de cada parámetro.

En el modo de prueba USP, el TestAssist calcula los resultados automáticamente e incluso activa la repetición de la prueba según las directrices de la USP. El TestAssist ahorra tiempo y garantiza la validez de los parámetros en cada ensayo.

TAR II

CONEXIÓN DIRECTA A LA BALANZA



La conexión directa a la balanza es opcional y supone una integración perfecta de la balanza compatible con el TestAssist. Al configurar un ensayo con el TestAssist y tener una balanza conectada, este asistente pide al usuario que coloque las muestras encima de la balanza. Después recibe los datos de la balanza de manera automática y los utiliza para hacer el cálculo totalmente automatizado.

Con esto se agiliza el ensayo aún más y se descarta otra posible fuente de errores.

LAS SIGUIENTES BALANZAS SON COMPATIBLES

- | Sartorius Praktum 124-1S
- | Sartorius Quintix 124-1 CEU
- | Mettler Toledo ME54

TAR II

REPORTS

TAR II TestAssist automatically generates reports after each test. These reports can be automatically printed. The last 10 test reports can be recalled and printed out again.

TAR II

DATOS TÉCNICOS

Peso	10 kg (sin bidones), 11,7 kg (1 bidón), 13,4 kg (2 bidones)
Dimensions (H x W x D)	278 x 237 x 370 mm
Voltage	100-240 V; 50-60 Hz
Fusibles	2 x 3.15 A
Interfaces	LAN, 2 USB, RS-232
Clase de protección	I/EN 61140
Tipo de protección	IP 21/IEC 529
Número de recepciones de tambor	1/2
Control	Pantalla táctil de alta resolución de 7 "
Control de velocidad	si
Rango de velocidad	20 to 100 min
Duración del ensayo, tiempo de ejecución	Ajuste continuo, 30 s a 9 h 59 min 59 s
Duración del ensayo, número de revoluciones	Variable continua, 1 a 9999 revoluciones
Impresoras compatibles	Brother HL-L2370DN, Canon i-sensys LBP162dw, HP LaserJet Pro M203dne, HP LaserJet Pro M402dne, Kyocera ECOSYS P2235dn, Oki 431d, Oki B432dn
Temperatura ambiente en funcionamiento	+10 °C a +30 °C (temperatura ambiente al menos 5 °C inferior a la temperatura de ensayo)
Temperatura de almacenamiento y transporte	-10 °C to +55 °C
Humedad relativa	25 to 80 % non-condensing
Sonido aéreo emisión	El nivel de presión acústica de emisión con clasificación A en el lugar de trabajo sea igual o inferior a 70 dB(A), siempre que no esté influenciado por otros equipos o similares en el entorno de la instalación.

TAR II

CONTACTO

www.erweka.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-FT-01

PEDIR UN PRESUPUESTO

www.erweka.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-FT-01

CONFIGURE YOUR SYSTEM

configurator.erweka.com/#/product/tarii



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/es/productos/analizadores-fisicos/analizador-de-friabilidad/tar-ii/

© ERWEKA – www.erweka.com / Content may be subject to modifications or corrections