



脆碎度测试仪

TAR II

www.erweka.com/cn/products/physical-testers/friability-tester/tar-ii/

TAR II

脆碎度测试仪

TAR II是根据USP/EP/JP进行智能、可升级的脆性和磨损测试的下一步。TAR II 具有前所未有的灵活性和智能功能，如 TestAssist 和天平数据传输，使 TAR II 成为市场上先进的脆碎性测试仪。

7 英寸高分辨率触摸显示屏具有现代用户界面，使用户专注于 TAR II 必须完成的重要任务 - 100% 符合 USP/EP 标准的脆碎性测试。借助 TestAssist 的自动计算功能，用户可以逐步指导用户尽快完成测试过程，并且凭借其先进的天平连接功能，可以直接传输和计算数据。

除了易于使用之外，TAR II 还是我们制造过的灵活的脆碎度测试仪。TAR II 可以配置一个或两个测试站，可选的智能天平功能 - 最好的是 - 所有这些都可以在以后的时间点进行升级！还包括一个用于 USP/EP 要求的 10° 位置的支架。



TAR II FRIABILITY / ABRASION TESTER INTRODUCTION

TAR II

主要特点



一个或两个测试站



具有数据传输功能的智能天平连接



TESTASSIST 自动计算



100 % 符合 USP/EP/JP 标准

TAR II

可升级性

TAR II 可以配置 1 个或 2 个测试站 - 但之后也可以从 1 个升级到 2 个。可选的智能天平功能也可以进一步升级。

这使得TAR II成为我们有史以来灵活且面向未来的脆碎度和磨损度测试仪。



TAR II

TESTASSIST 自动计算



TestAssist 是我们的测试助手，经过定制，使脆性和磨损测试变得前所未有的简单和快速。TestAssist 具有三种测试模式 - 转数、时间和 USP 测试，为用户提供了灵活的测试选项。在所有三种模式下，TestAssist 确保所有参数都设置正确。在 USP 测试模式下，TestAssist 会自动计算结果 - 甚至根据 USP 指南触发重复测试。

TestAssist 可节省时间并确保每次测试的参数有效性。

TAR II

直接连接天平



可选的直连天平可将天平集成到 TestAssist 中。使用 TestAssist 和连接的天平设置测试时，TestAssist 会提示用户将样品放在天平上。然后，它会全自动接收余额数据，并将其用于全自动计算。

这进一步加快了测试速度并消除了另一个可能的错误源。

支持以下天平：

- | Sartorius Praktum 124-1S
- | 赛多利斯 Quintix 124-1 CEU
- | 梅特勒托莱多 ME54

TAR II

REPORTS

TAR II TestAssist automatically generates reports after each test. These reports can be automatically printed. The last 10 test reports can be recalled and printed out again.

TAR II

技术参数

重量	10公斤(不含桶)、11.7公斤(1桶)、13.4公斤(2桶)
Dimensions (H x W x D)	278×237×370毫米
电压	100-240伏；50-60赫兹
保险丝	2 x 3.15 A
接口	LAN、2个USB、RS-232
保护等级	I/EN 61140
保护类型	IP 21/IEC 529
鼓接收数量	1/2
控制	7 " 高分辨率触摸显示屏
速度控制	是
速度范围	20 to 100 min
测试持续时间、运行时间	连续可调，30秒至9小时59分59秒
测试持续时间、转数	连续可变，1至9999转
兼容的打印机	Brother HL-L2370DN, Canon i-sensys LBP162dw, HP LaserJet Pro M203dne, HP LaserJet Pro M402dne, Kyocera ECOSYS P2235dn, Oki 431d, Oki B432dn
运行中的环境温度	+10°C至+30°C(环境温度至少比测试温度低5°C)
储存和运输温度	-10 °C to +55 °C
相对湿度	25 to 80 % non-condensing
机载声音 排放	工作场所的A级发射声压级小于或等于70分贝(A)，前提是不受其他设备或安装环境中类似设备的影响。

TAR II

联系我们

www.erweka.com/cn/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-FT-01

报价详情

www.erweka.com/cn/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-FT-01

CONFIGURE YOUR SYSTEM

configurator.erweka.com/#/product/tarii



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/cn/products/physical-testers/friability-tester/tar-ii/

© ERWEKA – www.erweka.com / Content may be subject to modifications or corrections