



TESTEUR DE TEMPS DE DÉSINTÉGRATION

ZT 320

www.erweka.com/fr/produits/testeur-physique/testeur-de-temps-de-desintegration/zt-320/

ZT 320

TESTEUR DE TEMPS DE DÉSINTÉGRATION

Dans la série ZT 320, les stations de test (une à quatre) sont entraînées individuellement. Afin de garantir une facilité de commande et d'utilisation maximale, chacune de ces stations peut être commandée par son propre clavier. Après la programmation de la durée de test nécessaire, le panier de test avec les échantillons est automatiquement abaissé dans le produit à tester. Afin d'éviter que les échantillons ne se désagrègent davantage, le panier d'essai est à nouveau retiré du produit à la fin de la durée programmée ou après l'arrêt manuel du processus de test (en option).

La température affichée sur l'écran LED est la température réelle mesurée à l'aide du capteur de température externe (dans le bain d'eau ou le produit de test). Le panier d'essai optionnel de type « B » avec trois tubes à essai plus grands peut être installé dans tous les testeurs de temps de désagrégation ZT 220/320.

Au choix, les paniers d'essai peuvent ainsi être abaissés dans le produit en appuyant sur le bouton de démarrage et relevés du milieu en appuyant sur le bouton d'arrêt ou à l'expiration du temps de fonctionnement prééglé. En outre, tous les paramètres de test enregistrés peuvent être imprimés via l'interface d'impression USB. Le temps de désintégration réel peut ensuite être ajouté manuellement.



ZT 320

CARACTÉRISTIQUES CLÉS



1 À 4 PANIERS D'ESSAI

La série ZT 320 est proposée avec jusqu'à 4 paniers d'essai avec 3 ou 6 stations de test.



HAUTEUR DE COURSE

Hauteur de course 55 ± 2 mm



SYSTÈME DE CHAUFFAGE À CIRCULATION INTÉGRÉ

Précision $\pm 0,2^\circ \text{C}$, plage de température $30\text{-}50^\circ \text{C}$



JUSQU'À 100 ÉCHANTILLONS PAR TEST

ZT 320

ACCESSOIRES

La série ZT 320 peut également être équipée de paniers « Quick-Clean » 100 % conformes USP/EP/JP et de paniers de type « B » avec trois tubes à essai plus grands. En outre, il est possible d'obtenir tous les manuels et outils de validation nécessaires ainsi que les comprimés ERWEKA PQ avec des temps de désintégration spécifiques.



LA SÉRIE ZT 320 EST ADAPTABLE À VOS BESOINS.

OPTIONS

- | Paniers d'essai de type A (6 tubes à essai) ou de type B (3 tubes à essai plus grands)
- | Abaissement et élévation automatiques de la station de test concernée après le démarrage/l'arrêt de la durée de test prédéfinie. Cette option permet de s'assurer que les échantillons ne continuent pas à se dégrader après l'expiration de la durée de fonctionnement préalablement définie.
- | Dispositif pour récipient supplémentaire pour le préchauffage du produit dans le bain-marie (uniquement dans les modèles ZT 321 et ZT 323)
- | Paniers « Quick-Clean » (100 % conformes USP/EP/JP) pour un nettoyage rapide des stations de test. Aucun outil n'est nécessaire pour le démontage et le montage des paniers.
- | Paniers d'essai avec trois stations de test d'un diamètre intérieur de 30 mm ; selon EP, type "B"
- | Stabilisateur d'eau avec indicateur de couleur

ZT 320

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	23 (ZT 321) / 33 (ZT 322) / 47,5 (ZT 323) / 51,5 (ZT 324) kg
Dimensions (H x W x D)	660 x 430 (ZT 321-322) / 750 (ZT 323-324) x 400 mm
Voltage	110/220/240 V; 50-60 Hz
Fusibles	15 A / 3.15 A
Interfaces	RS-232
Stations de test	1 / 2 / 3 / 4 (ZT 321-324)
Control	Affichage LED avec clavier à feuilles
Hauteur de course	55 ± 2 mm
Vitesse de course	30 ± 1 coup/min
Chauffage	Système de chauffage intégré (précision ± 0,2 °C)
Plage de température	30 °C - 50 °C (± 0,2 °C)
Durée	Jusqu'à 99 h, 59 min, 59 s ± 1 s

ZT 320

TÉLÉCHARGEMENTS

Fiche produit ZT 320 Series

FRANÇAIS PDF →

www.erweka.com/files/462624/fiche-produit-zt-320-series.pdf

Tablet Test Equipment Overview

ANGLAIS PDF →

www.erweka.com/files/435493/tablet-test-equipment-overview.pdf

Physical Testers Guide

ANGLAIS PDF →

www.erweka.com/files/435505/physical-testers-guide.pdf

ZT Series

 ANGLAIS PDF → www.erweka.com/files/435467/zt-series.pdf

ZT 320

NOUS CONTACTER →

www.erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-DT-11

DEMANDE DE DEVIS →

www.erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-DT-11

CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME →

configurator.erweka.com/#/product/zt



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/fr/produits/testeur-physique/testeur-de-temps-de-desintegration/zt-320/

© ERWEKA – www.erweka.com / Le contenu peut faire l'objet de modifications ou de corrections