



崩解度测试仪

ZT 320

www.erweka.com/cn/products/physical-testers/disintegration-testers/zt-320/

ZT 320

崩解度测试仪

在 ZT 320 系列崩解测试仪上，测试站（1 至 4 个）都是单独驱动的。为了保证稳定的质量和高的易用性，每个测试站都由自己的键盘控制。在对所需的测试运行时间进行设定后，装有样品的篮架组件会自动下降到介质中。完成预设运行时间或按下停止按钮后，篮架从介质中升起，以防止样品进一步分解（选项）。

LED 显示屏上显示的温度是由标准外部温度传感器测量的温度，该传感器位于水浴槽内或测试介质内。所有 ZT 220/320 型崩解试验机均可选配带有三个较大试管的“B”型篮架组件。

可选择在按下启动按钮时将篮架组件移入介质中，并在完成预设运行时间或按下停止按钮时自动升起。所有记录的测试运行参数都可以通过 USB 打印机接口拷贝。之后可手动添加实际的崩解时间。



ZT 320

主要功能



1 至 4 个机架

ZT 320 系列最多可配备 4 个架子，每个架子可配带有 3 个或 6 个测试工位的篮子。



行程高度

55 ± 2 mm 行程高度



集成式流通加热系统

精度 ± 0.2°C，温度范围 30-50°C



每次检测最多 100 个样品

广泛的附加配件

附件配件

ZT 320 系列还可以配备 100% 符合 USP/EP/JP 标准的“快速清洁”篮架和带有三个较大试管的“B”型篮子。当然，所有必需的验证手册和工具以及具有指定崩解时间的 ERWEKA PQ 片剂都是可用的。



ZT 320 系列可根据您的需求进行定制

选项

- A 型篮子（6 个玻璃管）或 B 型篮子（3 个较大的玻璃管）
- 在每个测试站的预设运行时间开始/结束时，自动抬入和抬出篮架组件。该选项可确保在预设运行时间结束时，样品不会继续分解。
- 位于水浴中的介质预热和崩解架存储容器（仅限 ZT 321 和 323）
- 快速清洁篮（100% 符合 USP/EP/JP 标准），用于快速清洁测试站。组装和拆卸无需工具。
- 根据 EP 标准，带三个内径为 30 毫米的测试站的篮子，型号为“B”。
- 带颜色指示的水质稳定器

ZT 320

技术参数

重量	23(ZT 321)/33(ZT 322)/47.5(ZT 323)/51.5(ZT 324)千克
Dimensions (H x W x D)	660×430(ZT 321-322)/750(ZT 323-324)×400毫米
电压	110/220/240伏特；50-60赫兹
保险丝	15 A / 3.15 A
接口	RS-232
测试站	1/23/4(ZT 321-324)
控制	LED显示屏带箔片键盘
行程高度	55±2毫米
行程速度	30±1行程/分钟
供暖	集成直通加热系统(精度±0.2 °C)
温度范围	30 °C - 50 °C (± 0.2 °C)
运行时间	最长99小时59分钟59秒±1秒

ZT 320

资料下载

Physical Testers Guide

英语 PDF →

www.erweka.com/files/435505/physical-testers-guide.pdf

Product data sheet ZT 320 Series

中文 PDF → www.erweka.com/files/462634/chan-pin-shu-ju-biaozt-320-series.pdf

Tablet Test Equipment Overview

英语 PDF → www.erweka.com/files/435493/tablet-test-equipment-overview.pdf

ZT Series

英语 PDF → www.erweka.com/files/435467/zt-series.pdf

ZT 320

联系我们 →

www.erweka.com/cn/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-DT-11

报价详情 →

www.erweka.com/cn/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-DT-11

CONFIGURE YOUR SYSTEM →

configurator.erweka.com/#/product/zt



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/cn/products/physical-testers/disintegration-testers/zt-320/

© ERWEKA – www.erweka.com / Content may be subject to modifications or corrections