



ANALIZADOR DE DESINTEGRACIÓN DE SUPOSITORIOS

ST 35

El analizador de desintegración para supositorios ST 35 de ERWEKA dispone de tres estaciones de ensayo giratorias, cada una de ellas ubicada dentro un recipiente de vidrio de 4 litros con agitador magnético opcional. El instrumento también contiene una cubeta de agua calentada y regulada por un termostato (estanca y con doble seguridad) en la que se colocan las estaciones de ensayo.

Las estaciones de ensayo giran automáticamente a 180° en intervalos graduables. El ST 35 cuenta con un sistema integrado de calefacción de flujo continuo de alto rendimiento (precisión $\pm 0,2$ °C) y un sensor de temperatura interno para poder mostrar la temperatura.

Los valores para determinar la duración del ensayo y la temperatura establecida de la cubeta se introducen cómodamente con el teclado de membrana. La duración del ensayo en curso y la temperatura actual del agua se muestran en las pantallas LED perfectamente visibles. Si lo desea, puede seleccionar una alarma para que suene una vez transcurrido el tiempo establecido para el ensayo.

Gracias a la anchura del ST 35, las estaciones de ensayo se separan fácilmente entre sí para facilitar su limpieza. De manera opcional, en cada estación de ensayo (recipiente de vidrio) se pueden colocar agitadores magnéticos que se controlan por separado para conseguir así la hidrodinámica deseada.



OPCIONES

- | Conjunto de tres agitadores magnéticos controlados con el teclado de membrana del instrumento
- | Estabilizador de agua con indicador de color, una botella para dos llenados

ANALIZADOR DE DESINTEGRACIÓN DE SUPOSITARIOS ST 35

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	630 x 810 x 500 mm
Tensión	110/220/240 V; 50-60 Hz
Interfaces	USB para impresora (opcional)
Control	Panel de control con dos pantallas LED y teclas de función
Estaciones de ensayo	3
Opción	Agitador magnético con control y fuente alimentación individuales
Fusibles	2 x 250 V CA= 1 A T (lento), 2 x 110 V CA = 2 A T (lento)
Clase de protección	I/EN 61140
Tipo de protección	IP 21/IEC 529
Tiempo de ejecución del ensayo	Regulable, máx. 99 h, 59 min
Impresora	HP LaserJet Pro M203dne, Brother HL-L2370DN, Canon i-SENSYS LBP162dw, Kyocera ECOSYS P2235dn, HP LaserJet Pro 402dne, OKI B432kn
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	Desde +10 °C hasta +30 °C
Temperatura de almacenamiento y transporte	Desde +5 °C hasta +40 °C
Humedad relativa del aire	Sin condensación del 25 al 80 %