



Abnahmeprüfzeugnis Inspection Certificate

ERWEKA GmbH
Ottostr. 20-22
D-63150 Heusenstamm

Telefon: (06104) 69 03 0
Telefax: (06104) 69 03 40

Bezeichnung: <i>Description:</i>	RS-Tabletten <i>RS Tablets</i>	Hersteller: <i>Identnumber:</i>	IMA:
Material: <i>Material:</i>	Milchpulver <i>Milk powder</i>	Chargennummer: <i>Batch number:</i>	HT/7d7.05-1

Geschäftsführer
Managing Director
Werner G. Müller
Christian G. Müller
Amtsgericht Offenbach
HRB 2382

Hardness test (constant speed 2,3mm/sec)

Anzahl Prüflinge: <i>Samples:</i>	7587 Tabletten <i>7587 tablets</i>		
<u>Messergebnisse:</u> <i>Measurement results:</i>	Mittelwert: <i>Average:</i>	70 N	
	Std. Abweichung: <i>Std. deviation</i>	5,6 N	± 10% vom Mittelwert: 83,4% ± 10% of average value:

Hardness test (constant force 20N/sec)

Anzahl Prüflinge: <i>Samples:</i>	3140 Tabletten <i>3140 tablets</i>		
<u>Messergebnisse:</u> <i>Measurement results:</i>	Mittelwert: <i>Average:</i>	57 N	
	Std. Abweichung: <i>Std. deviation</i>	5,1 N	± 10% vom Mittelwert: 83,8% ± 10% of average value:

Durchmesser, Dicke, Gewicht *Diameter, thickness, weight*

Anzahl Prüflinge: <i>Samples:</i>	30 Tabletten <i>30 tablets</i>			
<u>Messergebnisse:</u> <i>Measurement results:</i>		Durchmesser <i>Diameter</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Gewicht <i>Weight</i>
	Mittelwert: <i>Average:</i>	6,05 mm	2,96 mm	99,6 mg
	Std. Abweichung: <i>Std. deviation</i>	0,01 mm	0,02 mm	1,10 mg
	± 5% vom Mittelwert: ± 5% of average value:	100%	100%	100%



Die Messungen erfolgten auf ERWEKA Tablettenbruchfestigkeitstestern der TBH- und Multicheck Baureihe. Die Geräte wurden vor der Messung mit Prüfmitteln kalibriert, welche Maßanschluss an nationale Normale haben.

Measurements were performed with ERWEKA Tablet Hardness Testers of TBH- and Multicheck Series. Prior to measurements they were calibrated with references traceable to national standards.

Umwelteinflüsse sorgen für einen natürlichen Verfallsprozess der PQ-Tabletten und können deren Eigenschaften verändern. Deshalb wird die Einhaltung folgender Lagerungsbedingungen empfohlen: Trocken, dunkel; nach dem Anbruch im Exsikkator aufbewahren.

Environmental influences can cause an ongoing process of desintegration of tablets and can change their characteristics. Therefore we recommend the following storage conditions: Dry, dark, storage in exsiccator after opening.

Das Abnahmeprüfzeugnis verliert seine Gültigkeit ein Jahr nach der Ausstellung.

The inspection expires one year from the validity date.

ERWEKA GmbH
Ottostr. 20-22
D-63150 Heusenstamm

Telefon: (06104) 69 03 0
Telefax: (06104) 69 03 40

Geschäftsführer
Managing Director
Werner G. Müller
Christian G. Müller
Amtsgericht Offenbach
HRR 2382

Heusenstamm, 2011-10-17

i.A.


Günter Annacker
- Quality department -