



Abnahmeprüfzeugnis Inspection Certificate

ERWEKA GmbH
Ottostr. 20-22
D-63150 Heusenstamm

Telefon: (06104) 69 03 0
Telefax: (06104) 69 03 40

Bezeichnung: RS-Tabletten
Description: RS Tablets

Material: Milchpulver
Material: Milk powder


Chargennummer: ZT/7d9.08-1
Batch number:

Geschäftsführer
Managing Director
Werner G. Müller
Christian G. Müller
Amtsgericht Offenbach
HRB 2382

Zerfalltest Disintegration test

Anzahl der Prüflinge: 150 Tabletten
Measurement quantity:
Testmedium: demineral. H₂O, 37°C

Testdatum: 2011-03-08
Date of Test:



Die Messung erfolgte mit ERWEKA Zerfalltestern der ZT70 Serie. Die Geräte wurden vor der Messung kalibriert mit Prüfmitteln, welche Maßanschluss an nationale Normale haben.

Measurements were performed with ERWEKA Disintegration Testers of ZT70-Series. Prior to measurements they were calibrated with references traceable to national standards.

Umwelteinflüsse sorgen für einen natürlichen Verfallsprozess der RS-Tabletten und können deren Eigenschaften verändern. Deshalb wird die Einhaltung folgender Lagerungsbedingungen empfohlen: Trocken, dunkel; nach dem Anbruch im Exsikkator aufbewahren.

Environmental influences can cause an ongoing process of disintegration of tablets and can change their characteristics. Therefore we recommend the following storage conditions: Dry, dark, storage in exsiccator after opening.

Das Abnahmeprüfzeugnis verliert seine Gültigkeit ein Jahr nach der Ausstellung.

The inspection expires one year from the validity date.

Heusenstamm, 2011-03-14

i.A.

Günter Annacker
- Quality department -