

## Konformitätserklärung *Declaration of Conformity*

ERWEKA GmbH  
Ottostr. 20-22  
D-63150 Heusenstamm

Telefon: (06104) 69 03 0  
Telefax: (06104) 69 03 40


### Schwimmdüse für Zerfallzeittester nach USP/EP *Disc for disintegration tester according to USP/EP*

Geschäftsführer  
**Managing Director**  
Werner G. Müller  
Christian G. Müller  
Amtsgericht Offenbach  
HRB 2382

Für die Schwimmdüse für Zerfallzeittester bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den folgenden Forderungen der European Pharmacopoeia 7<sup>th</sup> Edition (Kapitel 2.9.1).

*For the disc of our disintegration tester we declare in our sole responsibility the conformity with the EP 7<sup>th</sup> Edition (Chapter 2.9.1).*

Material: <i>Material:</i>	PMMA <i>PMMA</i>
Relative Dichte: <i>Relative density:</i>	1,18 - 1,20
Gewicht: <i>Weight:</i>	13,0 ± 0,2 g <sup>①</sup>
Außendurchmesser: <i>Outside diameter:</i>	31,4 ± 0,13 mm
Bohrungsdurchmesser: <i>Hole diameter:</i>	3,15 ± 0,1 mm
Lochkreisradius: <i>Hole distance from center:</i>	4,2 ± 0,05 mm
Dicke: <i>Thickness:</i>	15,3 ± 0,15 mm



### Prüfkorb: *Basket rack:*

siehe separate Konformitätserklärung  
*see separate Declaration of Conformity*

Heusenstamm, den 07.02.2011

i.A.

  
Günter Annacker  
- Quality department -

<sup>①</sup> Entspricht einer mittleren Dichte der gesamten Schwimmdüse zwischen 1,18 bis 1,20 g/cm<sup>3</sup>.  
*Corresponds to the relative density of the total disc between 1,18 to 1.20 g/cm<sup>3</sup>.*