

Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

ERWEKA GmbH
Ottostr. 20-22
D-63150 Heusenstamm

Telefon: (06104) 69 03 0
Telefax: (06104) 69 03 40

Geschäftsführer
Managing Director
Werner G. Müller
Christian G. Müller
Amtsgericht Offenbach
HRB 2382


Schwimmdüse für Zerfallzeittester nach USP/EP

Disc for disintegration tester according to USP/EP

Für die Schwimmdüse für Zerfallzeittester bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den folgenden Forderungen der USP34, Physical Test Nr. 701 und der EP 7th Edition (Kapitel 2.9.1).

For the disc of our disintegration tester we declare in our sole responsibility the conformity with the USP3, Physical Test No. 701 and the EP 7th Edition (Chapter 2.9.1).


Material:	PMMA oder ABS mit zusätzlichem Magnetkern		
<i>Material:</i>	<i>PMMA or ABS with magnetic inlay</i>		
Relative Dichte:	1,18 - 1,20		
<i>Relative density:</i>			
Gewicht:	3,0 ± 0,2 g ^①		
<i>Weight:</i>			
Außendurchmesser:	20,7 ± 0,15 mm		
<i>Outside diameter:</i>			
Bohrungsdurchmesser:	2,0 ± 0,1 mm		
<i>Hole diameter:</i>			
Lochkreisradius:	6,0 ± 0,2 mm		
<i>Hole distance from center:</i>			
Dicke:	9,5 ± 0,15 mm		
<i>Thickness:</i>			
Einkerbung:	oben:	9,4 ± 0,2 mm breit und 2,6 ± 0,1 mm tief	tief
<i>Notches:</i>	<i>Top of cylinder</i>	<i>wide and</i>	<i>deep</i>
	unten:	1,6 ± 0,1 mm breit und 1,5 – 1,8 mm tief	tief
	<i>Bottom of cylinder</i>	<i>wide and</i>	<i>deep</i>



Prüfkorb: siehe separate Konformitätserklärung
Basket rack: see separate Declaration of Conformity

Heusenstamm, den 07.02.2011

i.A.


Günter Annacker
- Quality department -

^① Entspricht einer mittleren Dichte der gesamten Schwimmdüse zwischen 1,18 bis 1,20 g/cm³.
Corresponds to the relative density of the disc in total between 1,18 to 1.20 g/cm³.