

Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

ERWEKA GmbH
Ottostr. 20-22
D-63150 Heusenstamm

Telefon: (06104) 69 03 0
Telefax: (06104) 69 03 40

Geschäftsführer
Managing Director
Werner G. Müller
Christian G. Müller
Amtsgericht Offenbach
HRR 2382

Prüfkorb für Zerfallzeittester nach EP

Basket rack for Disintegration Tester according to EP

Für den Prüfkorb unserer Zerfallzeittester bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den folgenden Forderungen der EP 7th Edition (Kapitel 2.9.1).

For the basket rack of our disintegration tester we declare in our sole responsibility the conformity with the EP 7th Edition (Chapter 2.9.1).

Prüfkorb:

Basket rack:

Material Distanzbolzen: 1.4571^①
Material of distance rods:

Außendurchmesser: 97 mm
Outside diameter:


Glasröhrchen:

Glas tubes:

Innendurchmesser: 33,0 ± 0,5 mm
Inside diameter:

Wanddicke: 2,5 ± 0,5 mm
Thickness of the wall:

Länge: 77,5 ± 2,5 mm
Length:



Sieb:

Sieve:

Material: 1.4401^②
Material:

Maschenweite: 2,0 ± 0,2 mm
Mesh size:

Drahtdurchmesser: 0,63 ± 0,03 mm (entspricht Mesh 10)
Wire diameter: (equivalent to mesh 10)

Schwimmdüse:

Disc:

siehe separate Konformitätserklärung
see separate Declaration of Conformity

Heusenstamm, den 07.02.2011

i.A. _____

Günter Annacker
- Quality department -

^① German stainless steel according to EN 10027-2, similar to AISI/SAE 316Ti

^② German stainless steel according to EN 10027-2, similar to AISI/SAE 316