

Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Prüfkorb für Zerfallzeittester nach USP/EP

Basket rack for Disintegration Tester according to USP/EP

Für den Prüfkorb unserer Zerfallzeittester bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den folgenden Forderungen der USP34, Physical Test Nr. 701 und der EP 7th Edition (Kapitel 2.9.1).

For the basket rack of our disintegration tester we declare in our sole responsibility the conformity with the USP34, Physical Test No. 701 and the EP 7th Edition (Chapter 2.9.1).

ERWEKA GmbH
Ottostr. 20-22
D-63150 Heusenstamm


Telefon: (06104) 69 03 0
Telefax: (06104) 69 03 40

Geschäftsführer
Managing Director
Werner G. Müller
Christian G. Müller
Amtsgericht Offenbach
HRB 2382

Prüfkorb:

Basket rack:

Material: <i>Material:</i>	PMMA / 1.4571 ^①
Außendurchmesser: <i>Outside diameter:</i>	90 mm
Dicke der Halteplatten: <i>Thickness of holder plate:</i>	6-8,5 mm
Loch-Ø der Halteplatten: <i>Hole diameter of holder plate:</i>	24,5 – 25,5 mm



Röhrchen:

Tubes:

Material: <i>Material:</i>	Glas Glass
Innendurchmesser: <i>Inside diameter:</i>	21,6 ± 0,9 mm
Wanddicke: <i>Thickness of the wall:</i>	1,2 ± 0,2 mm
Länge: <i>Length:</i>	78,0 -1 mm

^① German stainless steel according to EN 10027-2, similar to AISI/SAE 316ti



Sieb:

Sieve:

Material: 1.4401^②

Material:

Maschenweite: 2,0 ±0,2 mm

Mesh size:

Drahtdurchmesser: 0,635 mm (entspricht Mesh 10)

Wire diameter:

(equivalent to mesh 10)

Schwimmdüse:

Disc:

siehe separate Konformitätserklärung

see separate Declaration of Conformity

Heusenstamm, den 07.02.2011

i.A.


Günter Annacker
- Quality department -

^② German stainless steel according to EN 10027-2, similar to AISI/SAE 316