



SCHMELZPUNKTTESTER

SSP

Der ERWEKA SSP misst den Schmelzpunkt von Zäpfchen.

Das Gerät besteht aus einem skalierten Messrohr mit einer integrierten Prüfkammer aus Glas. Die zu testende Probe wird in den spiralförmigen Glaskorb der Prüfkammer eingeführt, welche von einem Wassermantel umschlossen ist. Über die optionale Umlaufheizung EST 2 lässt sich das Wasser leicht erwärmen.



OPTIONEN

- | ERWEKA Umlaufheizung EST 2
- | IQ/OQ Dokumente

SCHMELZPUNKTTESTER SSP

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	5 kg
Abmessungen (H x B x T)	750 x 240 x 280 mm
Teststationen	1
Temperatur-Messbereich	25 - 50 °C ± 0,2 °C
Heizung	Thermostat vom Typ EST 2 / ED-5 / Corio CD-B5