



SUPPOSITORIEN-BRUCHFESTIGKEITSTESTER

SBT 2

Der Suppositorien-Bruchfestigkeitstester (Typ SBT 2) verfügt über eine elektrisch beheizte Kammer mit einem integrierten Probenhalter und verschiedenen austauschbaren Kunststoffeinsätzen, wodurch das Gerät zum Testen von Zäpfchen unterschiedlichster Größen geeignet ist.

Nach Erreichen der gewünschten Prüftemperatur wird die Bruchfestigkeit mit Hilfe von Scheibengewichten (im üblichen Lieferumfang enthalten) getestet, die sukzessive auf das Gerät gelegt werden bis das Zäpfchen unter der Last der bis dahin addierten Gewichte zusammenbricht. Die Ergebnisse werden anhand des Gesamtgewichts angegeben, das benötigt wird um das Zäpfchen zum Brechen zu bringen.



SUPPOSITORIEN-BRUCHFESTIGKEITSTESTER SBT 2

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	5 kg
Abmessungen (H x B x T)	570 x 290 x 230 mm
Spannung	220 - 240 V / 50-60 Hz; 115 V / 50-60 Hz; 1600 W
Sicherungen	15 A + 2 A (240 V) / 2 A (115 V)
Schutzklasse	I/EN 61140
Schutzart	IP 21/IEC 529
Teststationen	1
Wasserbadmaterial	Acrylglas
Umgebungstemperatur während des Betriebs	+10 °C bis +30 °C (Umgebungstemperatur mindestens 5 °C niedriger als die Prüftemperatur)
Lager- und Transporttemperatur	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	25 bis 80 % nicht kondensierend