



手动粉末 & 颗粒密度测试仪

SMG 697

手动 **ERWEKA SMG 697** 是表观堆积密度的可重复测定装置，可用于所有自由流动的粉末或颗粒。

根据 DIN ISO 697，表观堆积密度是通过在指定条件下从指定形状的漏斗填充后，测量已知尺寸的接收器中的粉末质量来确定的。>><<交货中包括 SMG 697 设备、操作说明和校准证书。



手动粉末和颗粒密度测试仪 SMG

技术参数

重量	7.5 kg
尺寸 (高 x 宽 x 深)	280 x 210 x 147 mm
材料	1.4305 / 1.4571
接收器	500 ml