



TESTEUR DE PÉNÉTRATION DES SUPPOSITOIRES

PM 30

L'ERWEKA PM 30 mesure le temps de ramollissement des suppositoires. Les suppositoires doivent se désintégrer, se dissoudre ou fondre à la température du corps pour libérer leurs principes actifs dans l'organisme. ERWEKA propose une version pour la méthode A et une version pour la méthode B de l'USP.

Le testeur de pénétration PM 30 (conforme à EP, appareil A ou appareil B) a été conçu pour effectuer des mesures reproductibles du temps de ramollissement des suppositoires à des températures prédéfinies. Grâce à la conception de l'appareil, l'observation visuelle des caractéristiques de ramollissement est extrêmement simple. L'appareil comprend trois stations de test au total.



OPTIONS

- | Tubes à essai en verre, 1 g, avec adaptateur, pour PM 30 (3x inclus dans l'appareil B)
- | Tubes à essai en verre, 2 g, avec adaptateur, pour PM 30 (pour appareil B)
- | Tubes à essai en verre, 3 g, avec adaptateur, pour PM 30 (pour appareil B)
- | Thermostat d'immersion PT 100 (certificat inclus)
- | Stabilisateur d'eau avec indicateur de couleur, une bouteille pour deux remplissages

TESTEUR DE PÉNÉTRATION DES SUPPOSITOIRES PM 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids de la tige de pénétration	30 g ± 0,4 g (appareil A, EP), 7,5 g ± 0,1 g (appareil B, EP)
Dimensions (H x L x P)	340 x 290 x 230 mm
Tension	220 - 240 V / 50-60 Hz; 115 V / 50-60 Hz; 1600 W
Fusibles	15 A + 2 A (240 V) / 2 A (115 V)
Classe de protection	I/EN 61140
Type de protection	IP 21/IEC 529
Stations de test	3
Matériau pour bain-marie	Verre acrylique
Température ambiante pendant le fonctionnement	10 °C à +30 °C (température ambiante inférieure d'au moins 5 °C à la température d'essai)
Température de stockage et de transport	+5 °C à +40 °C
Humidité relative de l'air	25 à 80 % sans condensation