



TESTEUR MANUEL DE POUDRES & ; DE GRANULÉS

SMG 697

Le SMG 697 manuel est l'appareil ERWEKA pour la détermination reproductible des densités en vrac, qui peuvent être utilisées avec toutes les poudres et granulés à écoulement libre.

Selon la norme DIN ISO 697, la densité en vrac est déterminée en mesurant la quantité de poudre dans un récipient de taille connue, qui est rempli de poudre à l'aide d'un entonnoir de forme spécifique dans certaines conditions.

Le SMG 697, les instructions d'utilisation et un certificat d'étalonnage sont inclus dans la livraison.



TESTEUR MANUEL DE POUDRES ET DE GRANULÉS SMG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	7,5 kg
Dimensions (H x L x P)	280 x 210 x 147 mm
Matériau	1,4305 / 1,4571
Récepteur	500 ml