



TESTEUR DE TEMPS DE DÉSAGRÉGATION DES SUPPOSITOIRES

ST 35

Le testeur de temps de désagrégation des suppositoires ERWEKA ST 35 est équipé de trois stations d'essai rotatives, placées chacune dans un récipient en verre de 4 litres, avec un bâton d'agitation magnétique en option. L'unité dispose en outre d'un bain-marie chauffé par thermostat (sans fuite et doublement sécurisé) dans lequel sont placés les trois récipients d'essai.

Les stations d'essai sont automatiquement tournées de 180° à intervalles réglables.

La station ST 35 est dotée d'un système de chauffage à circulation "High-Power" intégré (précision de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$) et d'un capteur de température interne pour l'affichage de la température.

Il est possible de saisir facilement le temps d'essai et la température nominale de l'eau à l'aide des touches à effleurement. Le temps de test restant ainsi que la température immédiate de l'eau sont affichés sur un écran LED rouge bien visible.

Si nécessaire, une alarme peut être sélectionnée pour sonner à la fin du temps de test prédéfini.

La largeur de la station ST 35 permet de séparer facilement les stations de test les unes des autres, ce qui facilite le processus de nettoyage.

En option, il est également possible de placer des barres d'agitation magnétiques contrôlables séparément dans chaque station de test (verre Beaker) afin d'obtenir l'hydrodynamique nécessaire.



OPTIONS

- | Kit de trois barres d'agitation magnétiques, commandées par les touches à effleurement de l'appareil
- | Stabilisateur d'eau avec indicateur de couleur, une bouteille pour deux remplissages

TESTEUR DE TEMPS DE DÉSAGRÉGATION DES SUPPOSITOIRES ST 35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (H x L x P)	630 x 810 x 500 mm
Tension	110/220/240 V; 50-60 Hz
Interfaces	USB pour imprimante (en option)
Commande	Panneau de contrôle avec deux affichages LED et des touches de fonction
Stations de test	3
Option	Agitateur magnétique avec commande et alimentation séparées
Fusibles	250 VAC = 1 A T (lent) 2x, 110 VAC = 2 A T (lent) 2x
Classe de protection	I/EN 61140
Type de protection	IP 21/IEC 529
Durée de l'essai	Réglable, max. 99h, 59 min
Imprimante	HP LaserJet Pro M203dne, Brother HL-L2370DN, Canon i-SENSYS LBP162dw, Kyocera ECOSYS P2235dn, HP LaserJet Pro 402dne, OKI B432kn
Température ambiante pendant le fonctionnement	+ 10 °C à +30 °C
Température de stockage et de transport	+5 °C à +40 °C
Humidité relative de l'air	25 à 80 % sans condensation