



TESTEUR DE POINT DE FONTE

SSP

Le SSP ERWEKA mesure le point de fusion des suppositoires.

L'appareil se compose d'un tube de mesure gradué avec une chambre d'essai intégrée en verre. L'échantillon à tester est introduit dans le panier en verre en forme de spirale de la chambre d'essai, qui est entourée d'une chemise d'eau. Le chauffage à circulation EST 2 en option permet de chauffer facilement l'eau.



OPTIONS

- | Chauffage à circulation ERWEKA EST 2
- | Documents IQ/OQ

TESTEUR DE POINT DE FONTE SSP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	5 kg
Dimensions (H x L x P)	750 x 240 x 280 mm
Stations de test	1
Plage de mesure de la température	25 - 50 °C ± 0,2 °C
Chauffage	Thermostat de type EST 2 / ED-5 / Corio CD-B5