



栓剂崩解测试仪

ST 35

ERWEKA 栓剂崩解测试仪 ST 35 配有三个旋转测试站，每个测试站都位于一个 4 升的玻璃容器内，并带有可选的磁力搅拌器。此外，该装置还包含一个恒温加热的水浴（无泄漏和双重固定），测试站放置在其中。

测试站以可调节的间隔自动旋转 180°。

ST 35 具有集成的“大功率”流通式加热系统（精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ）和用于温度显示的内部温度传感器。

测试时间和标称浴槽温度可通过薄膜键轻松输入。当前测试时间和实际水温都显示在清晰可见的红色 LED 上。

根据要求，可以选择在预设测试时间结束时发出警报。

由于 ST 35 的宽度，测试站可以很容易地分开，以便于清洁过程。

可选，可以在每个测试站（玻璃烧杯）中放置单独可控的磁力搅拌器，以获得所需的流体动力学



选项

- | 三个磁力搅拌器一组，由装置的膜键控制
- | 带颜色指示器的水稳定剂，一瓶用于两次灌装

栓剂崩解测试仪 ST 35

技术参数

尺寸（高 x 宽 x 深）	630 x 810 x 500 mm
电压	110/220/240 伏;50-60 赫兹
界面	用于打印机的 USB（可选）
控制器	带有两个 LED 显示屏和功能键的控制面板

测试工位	3
Option	带独立控制和电源的磁力搅拌器
温度熔断器	250 VAC = 1 A T（慢速）2x，110 VAC = 2 A T（慢速）2x
防护等级	符合 I/EN 61140
保护类型	防护等级 IP 21/IEC 529
测试运行时间	可调，最长 99 小时，59 分钟
打印机	HP LaserJet Pro M203dne、Brother HL-L2370DN、Canon i-SENSYS LBP162dw、Kyocera ECOSYS P2235dn、HP LaserJet Pro 402dne、OKI B432kn
运行期间的环境温度	+ 10 °C 至 +30 °C
储存和运输温度	+5 °C 至 +40 °C
相对空气湿度	25 至 80 % 无冷凝