



DURÓMETRO DE SUPOSITORIOS

SBT 2

El durómetro de supositorios (tipo SBT 2) se compone de una cámara calentada eléctricamente con un portamuestras integrado y una serie de insertos de plástico intercambiables para alojar supositorios de distintos tamaños.

Cuando se alcanza la temperatura deseada, se prueba la dureza utilizando unas pesas (se incluyen de serie) que se colocan poco a poco en el dispositivo hasta que el supositorio se aplasta por la carga de las pesas que se han añadido. Los resultados se expresan en términos del peso total necesario para aplastar el supositorio.



DURÓMETRO DE SUPOSITORIOS SBT 2

DATOS TÉCNICOS

Peso	5 kg
Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	570 x 290 x 230 mm
Tensión	220-240 V / 50-60 Hz; 115 V / 50-60 Hz; 1600 W
Fusibles	15 A + 2 A (240 V) / 2 A (115 V)
Clase de protección	I/EN 61140
Tipo de protección	IP 21/IEC 529
Estaciones de ensayo	1
Material de la cubeta de agua	Vidrio acrílico
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	Desde +10 °C hasta +30 °C (temperatura ambiente al menos 5 °C por debajo de la temperatura del ensayo)
Temperatura de almacenamiento y transporte	Desde +5 °C hasta +40 °C
Humedad relativa del aire	Sin condensación del 25 al 80 %