



TESTEUR DE TEMPS DE DÉSINTÉGRATION

ZT 730

www.erweka.com/fr/produits/testeur-physique/testeur-de-temps-de-desintegration/zt-730/

ZT 730

TESTEUR DE TEMPS DE DÉSINTÉGRATION

La série ERWEKA ZT 730 avec Airbasket sans câble détecte automatiquement le temps de désintégration des échantillons à l'aide d'un système unique d'aimants et de capteurs. Le ZT 730 est disponible avec une (ZT 731) ou deux (ZT 732) stations d'essai, qui peuvent être entraînées individuellement. Le bain d'eau est chauffé à l'aide d'un chauffage à circulation.

Le nouveau design d'AirBasket, sans câble, rend les tests de temps de désintégration avec détection automatique plus rapides et plus faciles que jamais. L'électronique est entièrement scellée, ce qui permet un nettoyage facile dans un lave-vaisselle. Les capteurs sont extrêmement durables et permettent de tester l'AirBasket dans un milieu acide. L'AirBasket est disponible en type A avec 6 tubes à essai et en type B avec 3 tubes à essai pour les comprimés plus grands (selon les spécifications USP/EP/JP).

La technologie fiable du bain-marie utilise l'inertie thermique de l'eau et assure ainsi un environnement thermique stable et fiable (comme indiqué dans les spécifications USP/EP/JP). De plus, le bain d'eau assure un centre de gravité bas, ce qui permet une bonne stabilité et évite que l'appareil ne tombe.

La série ZT 730 est commandée par une interface tactile intuitive sur un grand écran tactile de 7 pouces.

L'appareil peut enregistrer jusqu'à 200 produits/méthodes et dispose d'une gestion des utilisateurs.



ZT 730 WITH AIRBASKET INTRODUCTION

Vidéo du produit (anglais)

VOIR LA VIDÉO →

www.erweka.com/files/435167/zt-730-with-airbasket-introduction.mp4

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE TESTS DE TEMPS DE DÉSINTÉGRATION

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

| ÉCRAN TACTILE

Utilisation intuitive grâce à une structure de menu conviviale

| AIRBASKET

Les AirBaskets sans câble récemment développés facilitent plus que jamais les tests de temps de désintégration avec détection automatique du temps de désintégration.

| STATIONS DE TEST

Utilisation avec une ou deux stations de test

| DEUX TYPES DE PANIERS

Paniers de type A et B disponibles.

ZT 730

AIRBASKET



Il est possible de configurer le ZT 730 avec une ou deux stations de test. L'AirBasket sans câble se fixe en quelques secondes et est disponible en type A et type B.

- | ZT 731 avec 1 station de test
- | ZT 732 avec 2 stations de test
- | Paniers de type A et type B disponibles

ZT 730

7" ; ÉCRAN TACTILE



La série ZT 730 peut être utilisée rapidement et efficacement grâce à l'interface tactile intuitive d'AirBasket. Elle dispose d'une mémoire pour les produits/méthodes et les résultats et permet une gestion confortable des utilisateurs.

ZT 730

UNE TECHNOLOGIE FIABLE AU BAIN-MARIE



La technologie fiable du bain-marie utilise l'inertie thermique de l'eau. Comme l'eau maintient une température stable, le ZT 730 avec AirBasket s'avère particulièrement fiable pour le respect des paramètres de test. De plus, le bain-marie permet d'abaisser le centre de gravité de l'appareil, ce qui l'empêche de tomber.

PRÊT À ÊTRE TESTÉ EN QUELQUES SECONDES !

4 ÉTAPES



ZT 730

OPTIONS

Le ZT 730 est disponible en plusieurs versions

- | AirBasket type A (6 stations de test) & type B (3 stations de test)
- | Imprimante
- | Récipient supplémentaire pour le préchauffage (uniquement pour ZT 731)
- | Documents IQ/OQ/PV
- | Extracteur de disque pour retirer sans effort les disques de type A du panier de test
- | 40 tamis Mesh pour AutoBasket type A & B
- | Service de validation IQ/OQ/PV

ZT 730

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	30 - 35 kg
Dimensions (H x W x D)	667 x 397 x 365 mm
Voltage	230 V/115 V/1750 Watt; 50-60 Hz
Interfaces	USB A, USB B et LAN
Stations de test	1 (ZT 731) ou 2 (ZT 732)
Control	7" ; écran tactile
Hauteur de course	55 ± 2 mm
Vitesse de course	30 ± 1 coup/min
Chauffage	Système de chauffage intégré (précision ± 0,2 °C)
Régulation de la température	External PT 100 temperature sensor
Mémoire	4 GB memory for 200 products/methods and approx. 10 000 test results
Entraînement par ascenseur	Moteur pas à pas
Détermination automatique du temps de désintégration	AirBasket type A (6 test tubes) or AirBasket type B (3 test tubes plus discs)

ZT 730

TÉLÉCHARGEMENTS

FICHE PRODUIT ZT 730 SERIES →

www.erweka.com/files/462646/fiche-produit-zt-730-series.pdf

BROCHURE ZT 730 (ANGLAIS) →

www.erweka.com/files/435475/zt-730.pdf

ZT 730

NOUS CONTACTER

www.erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?

[prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-DT-21](http://www.erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-DT-21)

DEMANDE DE DEVIS

www.erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?

[prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-DT-21](http://www.erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-DT-21)

CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME

configurator.erweka.com/#/product/zt



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/fr/produits/testeur-physique/testeur-de-temps-de-desintegration/zt-730/

© ERWEKA – www.erweka.com / Content may be subject to modifications or corrections