



栓剂硬度测试仪

SBT 2

栓剂硬度计（SBT 2 型）由一个电加热室和一个集成样品架和许多可互换的塑料插件组成，以接受各种尺寸的栓剂。

一旦达到所需温度，通过砝码（包含在标准输送范围内）检查硬度，这些砝码逐渐放置在设备上，直到栓剂在增加的砝码的负载下塌陷。结果以导致栓剂崩溃所需的总重量表示。



栓剂硬度测试仪 SBT 2

技术参数

重量	5 kg
尺寸（高 x 宽 x 深）	570 x 290 x 230 mm
电压	220 - 240 伏 / 50-60 赫兹;115 伏/50-60 赫兹;1600 瓦
温度熔断器	15 A + 2 A （240 V） / 2 A （115 V）
防护等级	符合 I/EN 61140
保护类型	防护等级 IP 21/IEC 529
测试工位	1
水浴材料	亚克力玻璃
运行期间的环境温度	+ 10 °C 至 +30 °C （环境温度至少比测试温度低 5°C）
储存和运输温度	+5 °C 至 +40 °C
相对空气湿度	25 至 80 % 无冷凝