



TESTADOR DE DESINTEGRAÇÃO DE SUPOSITÓRIOS

ST 35

O testador de desintegração de supositórios ST 35 da ERWEKA vem com 3 estações de teste giratórias, cada uma localizada em um recipiente de vidro de 4 l com agitador magnético opcional. O dispositivo também contém um banho de água aquecido termostaticamente (à prova de vazamentos e com dupla vedação) no qual as estações de teste são colocadas.

As estações de teste são automaticamente giradas em 180° em intervalos ajustáveis. O ST 35 possui um sistema de aquecimento integrado de fluxo contínuo de alto desempenho (precisão de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$) e um sensor de temperatura interno para exibição da temperatura.

O tempo de teste e o ajuste da temperatura do banho são convenientemente inseridos usando o teclado de membrana. O tempo de teste atual e a temperatura atual da água são exibidos em LEDs vermelhos claramente visíveis. Se desejar, é possível selecionar um alarme sonoro após o término do tempo de teste definido.

Graças à largura do ST 35, as estações de teste podem ser facilmente separadas umas das outras para facilitar a limpeza. Opcionalmente, agitadores magnéticos controláveis de forma separada podem ser colocados em cada estação de teste (béquer de vidro) para obter a hidrodinâmica desejada.



OPÇÕES

- | Conjunto de três agitadores magnéticos controlados pelo teclado de membrana do dispositivo
- | Estabilizador de água com indicador de cor, um frasco para dois enchimentos

TESTADOR DE DESINTEGRAÇÃO DE SUPOSITÓRIOS ST 35

DADOS TÉCNICOS

Dimensões (A x L x P)	630 x 810 x 500 mm
Tensão	110/220/240 V; 50-60 Hz
Interfaces	USB para impressora (opcional)
Controle	Painel de controle com duas telas de LED e teclas de função
Estações de teste	3
Opção	Agitador magnético com controle e fonte de alimentação separados
Fusíveis	250 VCA = 1 A T (lento) 2x, 110 VCA = 2 A T (lento) 2x
Classe de proteção	I/EN 61140
Tipo de proteção	IP 21/IEC 529
Tempo de execução do teste	Ajustável, máx. 99h, 59min
Impressora	HP LaserJet Pro M203dne, Brother HL-L2370DN, Canon i-SENSYS LBP162dw, Kyocera ECOSYS P2235dn, HP LaserJet Pro 402dne, OKI B432kn
Temperatura ambiente durante a operação	10°C a 30°C
Temperatura de armazenamento e transporte	5°C a 40°C
Umidade relativa do ar	25 a 80% sem condensação