



TESTADOR DE DUREZA DE SUPOSITÓRIOS

SBT 2

O testador de dureza de supositórios (tipo SBT 2) consiste em uma câmara aquecida eletricamente com um suporte de amostra integrado e uma série de inserções plásticas intercambiáveis para segurar supositórios de diferentes tamanhos.

Quando a temperatura desejada é atingida, a dureza é testada com o uso de pesos (incluídos de fábrica), que são gradualmente colocados no dispositivo até que o supositório entre em colapso sob a carga dos pesos adicionados. Os resultados são expressos em termos do peso total necessário para colapsar o supositório.



TESTADOR DE DUREZA DE SUPOSITÓRIOS SBT 2

DADOS TÉCNICOS

Peso	5 kg
Dimensões (A x L x P)	570 x 290 x 230 mm
Tensão	220-240 V/50-60 Hz; 115 V/50-60 Hz; 1600 W
Fusíveis	15 A + 2 A (240 V)/2 A (115 V)
Classe de proteção	I/EN 61140
Tipo de proteção	IP 21/IEC 529
Estações de teste	1
Material do banho de água	Vidro acrílico
Temperatura ambiente durante a operação	10°C a 30°C (temperatura ambiente pelo menos 5°C inferior à temperatura de teste)
Temperatura de armazenamento e transporte	5°C a 40°C
Umidade relativa do ar	25 a 80% sem condensação