



TESTADOR DE DESINTEGRAÇÃO

ZT 730

www.erweka.com/pt/produtos/testadores-fisicos/testador-de-desintegracao/zt-730/

ZT 730

TESTADOR DE DESINTEGRAÇÃO

A série ZT 730 da ERWEKA com AirBasket sem cabos determina automaticamente o tempo de desintegração das amostras usando um sistema exclusivo de ímãs e sensores. O ZT 730 está disponível com 1 (ZT 731) ou 2 (ZT 732) estações de teste acionadas individualmente e é equipado com um aquecedor integrado de fluxo contínuo.

O AirBasket recém-projetado e sem cabos do ZT 730 torna o teste de desintegração com determinação automática do tempo de desintegração o mais fácil e rápido possível. Seu compartimento eletrônico está selado, sendo apto para lava-louças, enquanto seus sensores são altamente duráveis e permitem que o AirBasket seja usado em meios ácidos. O AirBasket está disponível como uma cesta tipo A com 6 tubos de ensaio para comprimidos padrão ou uma cesta tipo B com 3 tubos de ensaio para comprimidos maiores (de acordo com os padrões USP/EP/JP).

A tecnologia confiável de banho de água utiliza a inércia térmica da água para criar uma temperatura estável para testes de acordo com os padrões USP/EP/JP. Seu sensor de temperatura PT 100 permite o controle constante da temperatura do banho de água. A série ZT 730 é controlada por uma tela sensível ao toque intuitiva de 7 polegadas e é capaz de armazenar e recuperar até 200 produtos/métodos com resultados e parâmetros.



INTRODUÇÃO AO ZT 730 COM AIRBASKET

Vídeo do produto (em inglês)

ASSISTIR AO VÍDEO →

www.erweka.com/files/435167/zt-730-with-airbasket-introduction.mp4

A NOVA GERAÇÃO DE TESTES DE DESINTEGRAÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

| **TELA TÁTIL**

Navegação intuitiva devido à estrutura de menu fácil de usar

| **AIRBASKET**

O AirBasket sem cabos recém-projetado torna o teste de desintegração com determinação automática do tempo de desintegração o mais fácil e rápido possível.

| **ESTAÇÕES DE TESTE**

Disponível para operar com 1 ou 2 estações de teste ativas

| **DOIS TIPOS DE CESTAS**

Cestas dos tipos A e B disponíveis.

ZT 730

AIRBASKET



O ZT 730 pode ser configurado com 1 ou 2 estações de teste com AirBasket. O AirBasket sem cabos pode ser equipado em segundos e está disponível como tipo A ou tipo B.

- | ZT 731 com 1 estação de teste
- | ZT 732 com 2 estações de teste
- | AirBaskets dos tipos A e B disponíveis

ZT 730

TELA TÁTIL DE 7"



Com interface de toque intuitiva, o ZT 730 com AirBasket pode ser usada de forma rápida e eficiente. Ele oferece memória para produtos e resultados, gerenciamento de usuários e armazenamento de resultados de testes.

Também mostra o tempo de desintegração de cada posição de teste individual quando o sensor detecta a desintegração total do comprimido.

ZT 730

TECNOLOGIA CONFIÁVEL DE BANHO DE ÁGUA



A tecnologia confiável de banho de água utiliza a inércia térmica da água. Como a água mantém uma temperatura bastante constante, o banho de água da série ZT 730 com AirBasket mantém a temperatura estável. O banho de água oferece ainda outra vantagem: ele mantém o centro de gravidade do equipamento baixo e evita que ele caia.

PRONTO PARA O TESTE EM SEGUNDOS

4 ETAPAS



ZT 730

OPÇÕES

O ZT 730 está disponível com diferentes opções:

- | AirBasket tipo A (6 tubos de ensaio) e tipo B (3 tubos de ensaio)
- | Impressora
- | Recipiente adicional para preaquecimento (somente ZT 731)
- | Documentos IQ/OQ/PV
- | Removedor de disco para remoção de discos tipo A da cesta
- | Peneiras de malha 40 para AirBasket tipos A e B
- | Serviço de validação IQ/OQ/PV

ZT 730

DADOS TÉCNICOS

Peso	30 - 35 kg
Dimensions (H x W x D)	667 x 397 x 365 mm
Voltage	230 V/115 V / 1750 Watt; 50-60 Hz
Interfaces	USB A, USB B e LAN
Estações de teste	1 (ZT 731) ou 2 (ZT 732)
Controle	Tela tátil de 7"
Altura do curso	55 ± 2 mm
Velocidade de acidente	30 ± 1 batidas/min
Aquecimento	Sistema de aquecimento de fluxo integrado (precisão ± 0,2 °C)
Controle de temperatura	External PT 100 temperature sensor
Memória	4 GB memory for 200 products/methods and approx. 10 000 test results
Acionamento de elevador	Motor de passo
Determinação automática do tempo de desintegração	AirBasket type A (6 test tubes) or AirBasket type B (3 test tubes plus discs)

ZT 730

DOWNLOADS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO →

www.erweka.com/files/462686/ficha-tecnica-do-produto-zt-730-series.pdf

BROCHURA ZT 730 (INGLÊS) →

www.erweka.com/files/435475/zt-730.pdf

ZT 730

CONTATO

www.erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?

[prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-DT-21](http://www.erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-DT-21)

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

www.erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?

[prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-DT-21](http://www.erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-DT-21)

CONFIGURAR SEU SISTEMA

configurator.erweka.com/#/product/zt



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/pt/produtos/testadores-fisicos/testador-de-desintegracao/zt-730/

© ERWEKA – www.erweka.com / O conteúdo pode estar sujeito a alterações ou correções