



数字化溶出度测试仪

DT LIGHT 系列

www.erweka.com/cn/products/dissolution-testers/usp-1-2-5-6-single-devices/dt-light/


DT LIGHT 系列

数字化溶出度测试仪

ERWEKA DT light 系列同样展示了 ERWEKA 的品质，为预算仅为手动配置的客户提供了完善的 USP1、2、5 和 6 法溶出度测试套餐。溶出仪配备 6 或 8 个测试工位是带有固定转轴（高头式），可轻松操控每个 1000 ml 溶出杯。

便于更换的转轴，独特的 PET 模制水浴槽并配备了久经考验的 ERWEKA 排水口，便于清洁。外部循环式加热器减少了额外振动的影响并确保恒定的水浴温度。与溶出度测试样品接触的每个部件都来自德国组装。因此，我们的 DT light 系列具备 ERWEKA 德国制造品质。

所有这些产品特点确保了 ERWEKA DT light 系列提供了对溶出度测试领域完美的入门级设备。

**DT 126 LIGHT**

完美的入门级溶出度测试仪。

- 丨 高头式设计，有 6 个测试工位
- 丨 尺寸（宽/深/高）：510 毫米 / 450 毫米/660 毫米
- 丨 重量：30 公斤

**DT 128 LIGHT**

多达 8 个溶出测试工位进行溶出度实验。

- 丨 高头设计，带 8 个测试工位
- 丨 尺寸（宽/深/高）：642 毫米 / 482 毫米/680 毫米
- 丨 重量：38 公斤

轻松进入溶出度测试的世界。

产品亮点

100%

100 % 符合 USP/EP/JP 标准

与所有 ERWEKA 产品一样，DT light 系列也 100% 符合 USP/EP/JP 标准。



高头式设计

外置流通式加热器避免了对溶出仪额外产生振动的影响并确保了恒温条件。



USP 方法 2 法

供货范围内包括用于 USP 方法 2 法带轴和搅拌桨。



易于清洁

易于清洁水浴槽和操作区域。



外置加热装置

与所有 ERWEKA 产品一样，DT light 系列也 100% 符合 USP/EP/JP 标准。



使用简单

使用触键键盘进行控制在 LED 显示屏显示温度、转速和运行时间。

DT LIGHT 系列 技术参数

重量	30 kg (DT 126 Light) 38 kg (DT128 Light)
Dimensions (H x W x D)	660 x 510 x 450 mm (DT 126 Light) 680 x 642 x 482 mm (DT128 Light)
测试站	6 in 2 rows (DT 126 Light) 8 in 2 rows (DT 128 Light)
取样位置	高头
USP方法	USP 1 / USP 2 / USP 5 / USP 6
温度	30-50 °C (±0.2 °C)
速度	20 - 250 rpm
接口	1个RS-232、2个USB

DT LIGHT 系列

联系我们 →

erweka.com/cn/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-D-S1-21

DT LIGHT 系列 PDF →

erweka.com/files/435519/dt-light-series.pdf

报价详情 →

erweka.com/cn/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-D-S1-21

产品数据表 →

erweka.com/files/462692/chan-pin-shu-ju-biaodt-light.pdf



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com

www.erweka.com/cn/products/dissolution-testers/usp-1-2-5-6-single-devices/dt-light/