



TESTADOR DE PENETRAÇÃO DE SUPOSITÓRIOS

PM 30

O PM 30 da ERWEKA mede o tempo de amolecimento de supositórios. Os supositórios devem se desintegrar, dissolver ou derreter à temperatura corporal para que seus ingredientes ativos sejam liberados no corpo. A ERWEKA oferece uma versão para o método EP A e o método EP B.

O testador de penetração PM 30 ("Aparelho A" de acordo com EP) e o PM 3 ("Aparelho B" de acordo com EP) foram desenvolvidos para realizar medições reproduzíveis do tempo de amolecimento de supositórios em temperaturas específicas. O design do dispositivo de teste torna extremamente fácil a observação visual das características de derretimento. O dispositivo consiste em três estações de teste.



OPÇÕES

- | Tubos de ensaio de vidro de 2 g, com adaptador, para PM 30 de acordo com o método EP B
- | Tubos de ensaio de vidro de 3 g, com adaptador, para PM 30 de acordo com o método EP B
- | Termômetro de imersão com certificado (em vez de um não certificado)
- | Estabilizador de água com indicador de cor, um frasco para dois enchimentos
- | Estabilizador de água com indicador de cor, um frasco para dois enchimentos

TESTADOR DE PENETRAÇÃO DE SUPOSITÓRIOS PM 30

DADOS TÉCNICOS

Peso da haste de penetração	30 g ± 0,4 g (Aparelho A, EP), 7,5 g ± 0,1 g (Aparelho B, EP)
Dimensões (A x L x P)	340 x 290 x 230 mm
Tensão	220-240 V/50-60 Hz; 115 V/50-60 Hz; 1600 W
Fusíveis	15 A + 2 A (240 V)/2 A (115 V)
Classe de proteção	I/EN 61140
Tipo de proteção	IP 21/IEC 529
Estações de teste	3
Material do banho de água	Vidro acrílico
Temperatura ambiente durante a operação	10°C a 30°C (temperatura ambiente pelo menos 5°C inferior à temperatura de teste)
Temperatura de armazenamento e transporte	5°C a 40°C
Umidade relativa do ar	25 a 80% sem condensação