



TESTADOR DE PONTO DE DERRETIMENTO

SSP

O SSP da ERWEKA mede o ponto de derretimento das amostras de supositórios.

Ele consiste em um tubo graduado com uma câmara de teste integrada feita de vidro. A amostra a ser testada é colocada na cesta de teste de vidro em forma de espiral dentro da câmara de teste, que é cercada por um revestimento de água. A água do revestimento pode ser facilmente aquecida com o aquecedor de circulação EST 2 opcional.



OPÇÕES

- | Aquecedor de circulação EST 2 da ERWEKA
- | Documentos IQ/OQ

TESTADOR DE PONTO DE DERRETIMENTO SSP

DADOS TÉCNICOS

Peso	5 kg
Dimensões (A x L x P)	750 x 240 x 280 mm
Estações de teste	1
Faixa de medição de temperatura	25-50°C ± 0,2°C
Aquecimento	Termostato do tipo EST 2/ED-5/Corio CD-B5