



TESTADOR DE DISSOLUÇÃO DIGITAL

SÉRIE DT LIGHT

www.erweka.com/pt/produtos/testadores-de-dissolucao/usp-1-2-5-6-dispositivos-individuais/dt-light/

SÉRIE DT LIGHT

TESTADOR DE DISSOLUÇÃO DIGITAL

A série DT Light da ERWEKA oferece a qualidade comprovada da ERWEKA em um pacote abrangente para um orçamento baixo, englobando testes de dissolução simples de acordo com os métodos USP 1, 2, 5 e 6. Os DTs são equipados com 6 ou 8 estações de teste e um cabeçote de acionamento fixo (cabeçote alto), que permite fácil acesso a cada recipiente de 1000 ml.



Os eixos são fáceis de substituir e o exclusivo banho de água feito de PET moldado é equipado com a testada e aprovada saída de água da ERWEKA para facilitar a limpeza. O aquecedor externo de fluxo contínuo reduz a influência das vibrações e garante uma temperatura estável. Todos os acessórios que entram em contato com a amostra de dissolução são instalados na Alemanha. Portanto, a série DT Light possui a qualidade “Made in Germany” da ERWEKA.

Combinados, esses recursos garantem que a série DT Light da ERWEKA seja o dispositivo de nível básico perfeito para o mundo dos testes de dissolução.

**DT 126 LIGHT**

Testador de dissolução de nível básico perfeito

- | Cabeçote alto com 6 estações de teste
- | Dimensões (L x P x A): 510 mm x 450 mm x 660 mm
- | Peso: 30 kg

**DT 128 LIGHT**

Teste de dissolução com até 8 estações de teste

- | Cabeçote alto com 8 estações de teste
- | Dimensões (L x P x A): 642 mm x 482 mm x 680 mm
- | Peso: 38 kg

INÍCIO FÁCIL NO MUNDO DOS TESTES DE DISSOLUÇÃO

DESTAQUES DO PRODUTO



100% COMPATÍVEL COM USP/EP/JP

Todos os produtos da ERWEKA, incluindo a série DT Light, são 100% compatíveis com USP/EP/JP



MODO DE CABEÇOTE ALTO

O aquecedor externo de fluxo contínuo reduz a influência de vibrações externas e garante uma temperatura constante



MÉTODO USP 2

Os eixos com pás para o método USP 2 estão incluídos na entrega



LIMPEZA FÁCIL

Limpeza fácil do banho de água e da área de preparação



AQUECEDOR EXTERNO

Todos os produtos da ERWEKA, incluindo a série DT Light, são 100% compatíveis com USP/EP/JP



FÁCIL DE USAR

Controle simples usando um teclado de símbolos com tela de LED para temperatura, rpm e tempo de funcionamento

SÉRIE DT LIGHT

DADOS TÉCNICOS

Peso	30 kg (DT 126 Light) 38 kg (DT128 Light)
Dimensions (H x W x D)	660 x 510 x 450 mm (DT 126 Light) 680 x 642 x 482 mm (DT128 Light)
Estações de teste	6 in 2 rows (DT 126 Light) 8 in 2 rows (DT 128 Light)
Posições de amostragem	Alta cabeça
Métodos USP	USP 1 / USP 2 / USP 5 / USP 6
Temperatura	30 - 50 °C (± 0,2 °C)
Velocidade	20 - 250 rpm
Interfaces	1x RS-232, 2x USB

SÉRIE DT LIGHT

CONTATO →

erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-D-S1-21

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO →

erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-D-S1-21

SÉRIE DT LIGHT PDF →

erweka.com/files/435519/dt-light-series.pdf

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO →

erweka.com/files/462703/ficha-tecnica-do-produto-dt-light.pdf



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com

www.erweka.com/pt/produtos/testadores-de-dissolucao/usp-1-2-5-6-dispositivos-individuais/dt-light/