

Abnahmeprüfzeugnis

Inspection Certificate

Bezeichnung: Description:	RS-Tabletten RS Tablets	Hersteller: Identnumber:	Endlhausen
Material: Material:	Milchpulver Milk powder	Chargennummer: Batch number:	EE03025

Hardness test (constant speed 2,3mm/sec)

Anzahl Prüflinge: Samples:	112 Tabletten 112 tablets			
<u>Messergebnisse:</u> <u>Measurement results:</u>	Mittelwert: Average:	78,5 N	Min/Max: Min/Max:	72 N/88 N
	Std. Abweichung: Std. deviation	3,82 N	± 10 % vom Mittelwert ± 10 % of average value	

Durchmesser, Dicke, Gewicht *Diameter, thickness, weight*

Anzahl Prüflinge: Samples:	112 Tabletten 112 tablets			
<u>Messergebnisse:</u> <u>Measurement results:</u>		Durchmesser Diameter	Dicke Thickness	Gewicht Weight
	Mittelwert: Average:	7,04 mm	3,83 mm	183,7 mg
	Std. Abweichung: Std. deviation	0,01 mm	0,01 mm	2,86 mg
	± 5 % vom Mittelwert ± 5 % of average value			

Hardness test (constant force 20N/sec)

Anzahl Prüflinge: Samples:	80 Tabletten 80 tablets			
<u>Messergebnisse:</u> <u>Measurement results:</u>	Mittelwert: Average:	66,5 N	Min/Max: Min/Max:	56 N/76 N
	Std. Abweichung: Std. deviation	4,72 N	± 10 % vom Mittelwert ± 10 % of average value	

Die Messungen erfolgten auf ERWEKA Tablettenbruchfestigkeitstestern der MultiCheck 6 Baureihe. Die Geräte wurden vor der Messung mit Prüfmitteln kalibriert, welche Maßanschluss an nationale Normale haben.

Measurements were performed with ERWEKA Tablet Hardness Testers of MultiCheck 6. Prior to measurements, they were calibrated with references traceable to national standards.


Umwelteinflüsse sorgen für einen natürlichen Verfallsprozess der RS-Tabletten und können deren Eigenschaften verändern. Deshalb wird die Einhaltung folgender Lagerungsbedingungen empfohlen: Trocken, dunkel, nach dem Anbruch im Exsikator aufbewahren.

Environmental influences can cause an ongoing process of disintegration of tablets and can change their characteristics. Therefore we recommend the following storage conditions: Dry, dark, storage in exsiccator after opening.

Die Messwerte dieser Charge werden regelmäßig überprüft. Bitte prüfen Sie ggf. die Verfügbarkeit neuerer Dokumente auf unserer Internetseite www.erweka.com/support/certificates.html.

The values of this batch are checked regularly. Please check online under www.erweka.com/support/certificates.html if newer documents are available.

Langen, 2020-06-10

ppa. 

Sevgi Klier
Head of IMS