

Konformitätserklärung

Certificate of Compliance

Rührstab für ERWEKA-Rührelemente nach USP / EP

Shaft for ERWEKA paddle & basket stirring elements according to USP / EP

	USP/EP	ERWEKA
Schaftdurchmesser: Shaft diameter:	9,4-10,1 mm	9,4-10,1 mm
Werkstoffe: Material:	metallic or suitably inert	St.1.4571 ^①

Für den Rührstab bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung, die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP41, General Chapter <711> und der European Pharmacopoeia 9th Edition, Kapitel 2.9.3.

For the Shaft we declare in our sole responsibility the conformity with USP41, General Chapter <711> and the European Pharmacopoeia 9th Edition, Chapter 2.9.3.

Langen, 2019-05-07

i.A. 

Sevgi Klier

- Head of Integrated Management System -

^① German stainless steel, similar to AISI 316Ti