

## Konformitätserklärung

### Certificate of Compliance

Rührstab für ERWEKA-Rührelemente nach USP / EP

Shaft for ERWEKA paddle & basket stirring elements according to USP / EP

---

	USP/EP	ERWEKA
Schaftdurchmesser: Shaft diameter:	9,4-10,1 mm	9,4-10,1 mm
Werkstoffe: Material:	metallic or suitably inert	St.1.4571 <sup>①</sup>

---

Für den Rührstab bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung, die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP42, General Chapter <711> und der European Pharmacopoeia 10<sup>th</sup> Edition, Kapitel 2.9.3.

For the Shaft we declare in our sole responsibility the conformity with USP42, General Chapter <711> and the European Pharmacopoeia 10<sup>th</sup> Edition, Chapter 2.9.3.

Langen, 2020-07-02

i.A.

  
Günter Annacker  
- Quality department -

---

① German stainless steel, similar to AISI 316Ti