

# Konformitätserklärung

## Certificate of Compliance

Prüfbehälter nach USP/EP


Vessel according to USP/EP

	USP/EP	ERWEKA
H	160-210 mm	162,5 $\pm 2,5$ mm
D	98-106 mm	104,0 $\pm 2$ mm

Werkstoff:	USP/EP	ERWEKA
Material:	Glass	Glas

Für den Prüfbehälter bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung für die oben genannten Positionen die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP42, General Chapter <711> und der European Pharmacopoeia 10<sup>th</sup> Edition, Kapitel 2.9.3.

For the Vessel we declare in our sole responsibility the conformity for the a.m. positions with USP42, General Chapter <711> and the European Pharmacopoeia 10<sup>th</sup> Edition, chapter 2.9.3.



Langen, 2020-07-02

i.A.

  
Günter Annacker  
- Quality department -